



Hoe de Aërolizer® correct gebruiken?

01

Hoe de Aërolizer correct gebruiken?


Gebruiksklaar maken



- Verwijder de beschermkap.



- Draai het mondstuk open (in de richting van de pijl) terwijl je het onderste deel van de inhalator vasthoudt.



- Houd de Aërolizer® rechtop. Plaats de capsule in de inhalator.



- Draai het mondstuk terug dicht (in de richting van de pijl).



- Houd de Aërolizer® rechtop en druk beide blauwe knoppen **volledig en gelijktijdig** in. De capsule wordt doorprikt.


Inhaleren

- Neem een rechtzittende houding aan.
- Adem rustig en volledig uit.
(nooit uitademen in de inhalator)
- Buig het hoofd licht achterover.
- Neem het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de lippen.

- Adem snel en diep in. Houd de adem 5 à 10 seconden in en **neem ondertussen de inhalator uit de mond.**



- Adem rustig uit langs de mond.
- **Herhaal** deze stappen om de capsule volledig leeg te maken.
- Open het mondstuk en **verwijder de lege capsule.** Draai het mondstuk terug dicht en plaats de beschermkap terug.



02

Tips

- Bij gebruik van corticosteroiden de mond tweemaal met water spoelen.
- Bewaar de Aërolizer® op een droge en koele plaats.
- Vervang de Aërolizer® maandelijks.
- Adem nooit uit in de Aërolizer®.

03

Voorbeeld van Aërolizer®

- Foradil®

Op basis van de aanbevelingen van de Belgische Vereniging voor Pneumologie Verpleegkundigen.



website: www.bvpv-sbip.be



Vragen?

Contacteer in eerste instantie je huisarts. Indien de huisarts je doorverwijst of niet bereikbaar is, kan je contact opnemen met:

afdeling G2
tel.: 011 69 97 30

dienst pneumologie
tel.: 011 69 96 15



Diestersteenweg 100 • 3800 Sint-Truiden
t 011 69 91 11 • f 011 69 91 10
info@stzh.be • www.sint-trudo.be